

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

CHIRURGISCHE WINKELSTÜCKE (IMPLANTOLOGIE)

X-DSG20L (zerlegbares Winkelstück)

MIT LICHT MODELL: X-DSG20L BESTELLCODE: C1068

OHNE LICHT MODELL: X-DSG20 BESTELLCODE: C1067

- 20:1-Untersetzung ● max. Drehmoment: 80 Ncm
- max. Geschwindigkeit: 2.000/min
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Zellglasoptik (X-DSG20L) ● Doppeldichtungs-System
- Push-Selbstspannfutter ● externe und interne Kühlung



X-SG20L

MIT LICHT MODELL: X-SG20L BESTELLCODE: C1003

- 20:1-Untersetzung ● max. Drehmoment: 80 Ncm
- max. Geschwindigkeit: 2.000/min
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Zellglasoptik ● Doppeldichtungs-System
- Push-Selbstspannfutter ● externe und interne Kühlung



SG20

OHNE LICHT MODELL: SG20 BESTELLCODE: C1010

- 20:1-Untersetzung ● max. Drehmoment: 80 Ncm
- max. Geschwindigkeit: 2.000/min
- Edelstahlkörper ● Doppeldichtungs-System
- Push-Selbstspannfutter ● externe und interne Kühlung



ZYGOMA-HANDSTÜCK

SGX-E20R

OHNE LICHT MODELL: SGX-E20R BESTELLCODE: HA1200

- 20:1-Untersetzung ● max. Drehmoment: 50 Ncm
- max. Geschwindigkeit: 2.000/min ● Edelstahlkörper
- abgewinkeltes Handstück ● Drehring-Spannzange
- Externe Kühlung
- speziell für Eingriffe und Implantationen im Jochbein



CHIRURGISCHE ÜBERSETZUNGS-WINKELSTÜCKE

X-SG93L

MIT LICHT MODELL: X-SG93L BESTELLCODE: C1004

OHNE LICHT MODELL: X-SG93 BESTELLCODE: C1007

- 1:3-Übersetzung ● max. Geschwindigkeit: 120.000/min
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung ● Zellglasoptik (X-SG93L)
- Clean-Head-System ● Push-Selbstspannfutter ● Externe Kühlung
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)



Z-SG45L

MIT LICHT MODELL: Z-SG45L BESTELLCODE: C1107

OHNE LICHT MODELL: Z-SG45 BESTELLCODE: C1108

- 1:3-Übersetzung ● max. Geschwindigkeit: 120.000/min
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung ● Zellglasoptik (Z-SG45L)
- Clean-Head-System ● Push-Selbstspannfutter ● Externe Kühlung
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm / 20-25 mm)
- Keramik-Kugellager ● Anti-Erhitzungssystem



CHIRURGISCHE INSTRUMENTE (1:1 ÜBERTRAGUNG)

X-SG25L

MIT LICHT MODELL: X-SG25L BESTELLCODE: C1011

- 1:1-Übertragung ● max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung ● Zellglasoptik
- Clean-Head-System ● Push-Selbstspannfutter ● Externe Kühlung
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)



X-SG65L

MIT LICHT MODELL: X-SG65L BESTELLCODE: H1009

OHNE LICHT MODELL: X-SG65 BESTELLCODE: H1038

- 1:1-Übertragung ● max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Zellglasoptik (X-SG65L) ● Clean-Head-System ● Externe Kühlung
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)

